



COLLECTION PROCEDURE

PROCESO DE COLECCION PARA EL ESCREMENTO (OCCULT BLOOD)

Estimado Paciente:

Su doctor le ha pedido coleccionar un excremento. Por favor lea lo siguiente y siga las instrucciones.

Instrucciones de cómo untar el excremento en cada ventanita de plástico.

1. Llene toda la información requerida en la parte de el frente de los (3)papeles.
2. Terminando el primer excremento. Abra la primera ventanita y siga las instrucciones escritas. Use uno de los aplicadores para obtener 2 muestras de excremento de la taza del baño. Unte excremento en cada ventanita y luego cierrela.
3. Repita este proceso para los siguientes dos excrementos usando el segundo ytercer papel y los aplicadores.
4. No coleccionar una muestra de excremento si tiene sangre en la orina ó esta, si esta sangrando del ano (tiene hemorroides) ó durante su menstruación ó en los primeros 3 días después de su periodo de menstruación.
5. Coloque los tres papeles en el sobre y regréselos a el laboratorio dentro de 14 días después de tomar la muestra de excremento.

NO LO MANDE POR CORREO

6. **No consuma** carnes que no estén completamente cocidas durante la coleccion.

Si tiene preguntas, favor de llamar a Interpath Servicios de Clientes al 1-800-700-6891