

## SPANISH INSTRUCTIONS FOR OVA AND PARASITE STOOL COLLECTION

### INSTRUCCIONES PARA COLECCION DE OVA Y PARASITOS

Su doctor ha pedido que colecte una muestra de excremento. Por favor lea y siga las instrucciones.

- Es muy importante que indique la fecha y hora de colección.
- Colecte la muestra de excremento en un recipiente limpio y seco o en un papel limpio.
- Transfiera la muestra a los frasquitos que se le han dado (con PVA/ formalin) usando las cucharitas que están pegadas a los tapaderas de los frascos.
- Llene cada frasco hasta la línea roja o más arriba.
- Cierre bien las tapaderas y mezcle la muestra agitando los frascos.
- **REGRESE LAS MUESTRAS ENTRE LAS 48 HORAS DE COLECCION.**
- **POR FAVOR NO REFRIGERE**
- Algunas drogas y compuestos causan que la muestra de excremento no sea satisfactoria para la examinación.
- Algunos de estos factores son:
  - Anti-diarrea (medicamento contra la diarrea)
  - Antibióticos
  - Antiácidos
  - Bismuto y Bario

La muestra de excremento debe ser colectada antes de que se consuma alguno de estos medicamentos. Si ya ha tomado algún medicamento, espere a que los efectos se pasen.

Antibióticos - Espere 2 a 3 semanas después de que se consumió.

Bario o Bismuto - Espere 2 a 3 días después de que se consumió.

Tintura para vesícula de bilis - espere 3 semanas después de consumir.

Favor de tomar en cuenta.

- Muestras que son transferidas de la taza del baño a los frasquitos no son satisfactorias para examinación.
- Muestras mezcladas con orina tampoco son satisfactorias.

Si usted tiene preguntas, por favor llame al Laboratorio Interpath, al teléfono escrito abajo.