

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE PARA EL CULTIVO DE HECES Y LA RECOLECCIÓN DE TOXINA SHIGA

Estimado Paciente:

Su médico le ha pedido que recolecte una muestra de heces. Lea y siga las instrucciones proporcionadas a continuación.

Se ha proporcionado un (1) kit de hisopado fecal para la recolección.

1. Las muestras de heces se pueden pasar a un recipiente limpio y seco o a un papel limpio.
2. Recoja una pequeña cantidad de muestra girando la punta del hisopo para cubrirla con heces. Evite tocar el aplicador del hisopo por debajo del punto de rotura moldeado de color rosa.
3. Retire la tapa del tubo e inserte el hisopo hasta el fondo del tubo.
4. Aplaste y mezcle la muestra de heces contra el costado del tubo para dispersarla.
5. Sosteniendo el tubo lejos de la cara, sujete el extremo del eje del hisopo y dóblelo en un ángulo de 180 grados para romperlo en el punto de ruptura rosa. Si es necesario, gire suavemente el eje del hisopo para completar la rotura.
6. Enrosque bien la tapa para evitar fugas.
7. Etiquete el tubo con la información del paciente, incluido el apellido, el nombre y la fecha de nacimiento.
8. Es importante indicar la fecha y la hora del paso de las heces y escribir esto en el kit de recolección de muestras fecales.
9. Devuelva ambos al laboratorio dentro de las 48 horas posteriores a la recolección.

TENGA EN CUENTA:

- **LAS MUESTRAS DE HECES TRANSFERIDAS DEL INODORO AL CONTENEDOR NO SON ACEPTABLES.**
- **LAS MUESTRAS DE HECES MEZCLADAS CON ORINA, RESIDUOS DE JABÓN O DESINFECTANTES TAMPOCO SON ACEPTABLES.**

Si tiene alguna pregunta, llame a Interpath Lab al 800-700-6891 y pregunte por Servicios al cliente.