

INSTRUCCIONES PARA LA PACIENTE:

Hisopado vaginal recogido por la paciente para la detección del VPH

Instrucciones para la toma de muestras de pacientes con VPH mediante hisopos Copan FLOQSwabs (552C.RM)

Los usuarios deben leer y seguir atentamente las instrucciones. Si tiene alguna pregunta o dificultad con el proceso de recolección descrito a continuación, consulte a su médico. Si durante la recolección se produce algún evento inesperado no descrito en estas instrucciones, informe a su médico. Abra el hisopo justo antes de usarlo y tenga cuidado de no tocar ninguna superficie con la punta del hisopo.

ADVERTENCIAS Informe a su médico si ha utilizado alguna sustancia como cremas vaginales, geles, lubricantes, etc., en las 24 horas previas a la toma de la muestra.

No usar:

- durante el embarazo o en los tres meses posteriores al parto
- si se ha sometido recientemente a una cirugía ginecológica
- en caso de sangrado inusual o dolor pélvico


- No se ha evaluado la recolección de muestras durante el ciclo menstrual.
- En los 3 días previos a la auto-recolección de una muestra vaginal, se debe evitar el uso de óvulos vaginales, cremas o lavados, anticonceptivos vaginales o condones.
- En los 2 días previos a la auto-recolección de una muestra vaginal, se debe abstener de tener relaciones sexuales y de realizarse ecografías o exámenes ginecológicos.



Lávese las manos con agua y jabón



Gire y tire de la tapa para extraer el hisopo del tubo.



Sostenga el hisopo en la marca roja.



Colócate en una posición cómoda y, con la mano libre, separa la piel de la abertura vaginal mientras introduces con cuidado el hisopo hasta la marca roja.



Gire suavemente el hisopo durante 10 a 30 segundos. s = SEGUNDOS



Vuelva a introducir el hisopo en el tubo hasta que oiga un clic. Tras la toma de la muestra, entregue el hisopo para su procesamiento.