

1. Absténgase de tener relaciones sexuales o masturbarse durante al menos 2 días, pero no más de 7 días antes de la recolección de la muestra.
2. Recolecte la muestra mediante masturbación y eyacule directamente en el recipiente de plástico limpio proporcionado por el laboratorio. Si esto no fuera posible, consulte con su proveedor de atención médica. No utilice condones, lubricantes ni ningún otro material que pueda contaminar la muestra.
3. Recolecte la totalidad de la eyaculación, teniendo cuidado de no perder ninguna parte de la muestra.
4. Entregue la muestra al laboratorio dentro de los 30 minutos posteriores a su recolección. Durante el transporte, mantenga el recipiente cerca de su cuerpo, por ejemplo, en un bolsillo, para conservarlo a una temperatura adecuada y protegerlo de temperaturas extremas.

PACIENTE, Complete el formulario a continuación y entréguelo junto con su muestra:

Nombre del paciente: _____

Fecha de nacimiento: _____

Fecha y hora de recolección: _____

Días de abstinencia (Número de días sin relaciones sexuales o masturbación – Debe ser entre 2 y 7 días): _____

Marque con un círculo el método de recolección: Masturbación Otro (explique)

Marque con un círculo el tipo de recipiente de recolección: Plástico estéril Otro
(explique): _____

Describa cualquier problema durante la recolección o el transporte:

SOLO PARA USO INTERNO (INTERNAL USE ONLY, Pendleton):

Received Time	Test Start Time	Liquefaction (Complete/Incomplete)	Viscosity (Normal/Abnormal)
Color	Volume (mL)	pH	WBC (<1/≥1)
Vitality Slide 1 (%)	Vitality Slide 2 (%)	Average Vitality (%)	QC OK?